


# AD-8526 Convertitore Ethernet

## A&D Company,Limited

Il convertitore può collegare un'interfaccia RS-232C di uno strumento di pesatura ad una porta Ethernet (LAN) di un computer non equipaggiato con interfaccia RS-232C. Nell'uso dell' AD-8526, I dati di pesata provenienti dallo strumento di pesatura possono essere maneggiati dal PC collegato alla rete. Lo strumento di pesata può anche essere controllato dal PC.

### Il contenuto della confezione AD-8526



**Note:** Se richiesto al momento dell'ordine, può essere fornito un altro tipo di cavo RS-232C: D-Sub 9-pin a D-Sub 9-pin (AX-KO2466-200) o DIN 7-pin a D-Sub 9-pin (AX-KO1786-200)

### Specifiche

1. Specifiche		3. RS-232C interfaccia seriale	
Temperatura d'ambiente : -10°C a +40°C		Connettore: D-Sub 9-pin maschio	
Alimentatore Accertarsi che sia adatto alla tensione del vostro impianto ed al tipo di presa		Tipo di trasmissione: Asincrona, bi-direzionale	
Consumo:	Appr. 11VA (forniti all'alimentatore)	Formato dei dati	Baud rate: 600, 1200, 2400*, 4800, 9600, 19200bps
Dimensioni:	113(Largh) x 60(Prof) x 38(Alt) mm		Data bits: 7* or 8 bits
Peso netto:	Appr. 250g		Parità: Pari*, Dispari, Nessuna
			Bit di Stop: 1 bit* o 2 bit
<b>2. Interfaccia Ethernet</b>		* : Impostazione di fabbrica	
Connettore:	RJ45		
Protocollo:	TCP/IP		

### Cavi Utilizzabili

#### Cosa è richiesto per il collegamento all'AD-8526

Strumento di pesatura	Opzione interfaccia per lo strumento	Cavo di comunicazione (Lungh 2 m)
GX, GF, GX-K, GF-K, GP, FP, AD-4212, GR, HR	Nessuna (D-Sub 25-pin, accessorio standard)	AX-KO1710-200
EK-i, EW-i, FC-i, FC-S-i, GH, HR-i	Nessuna (D-Sub 9-pin, accessorio standard)	AX-KO2466-200
EK-G, EK-H, ET-W, EW-G	OP-03 (D-Sub 25-pin)	AX-KO1710-200
HV-G, HV-WP, HW-G, HW-WP	Nessuna (DIN 7-pin, accessorio standard)	AX-KO1786-200
FG	OP-03 (DIN 7-pin)	AX-KO1786-200
FS, FS-KL	OP-03 (DIN 8-pin)	AX-KO1786-200
FG-L, FG-M	OP-23 (DIN 8-pin)	AX-KO1786-200

### Collegamento dello Strumento di Pesatura ad un Computer

#### Attenzione

- Contattare il responsabile della rete prima di collegare l'AD-8526 alla rete stessa. L'AD-8526 potrebbe generare un errore di rete. A&D e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori di rete.
- Apporre le apposite etichette sull'alimentatore e sul connettore alla fine del cavo.
  - Impostare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete sull' AD-8526, uno per volta.
  - L'indirizzo IP, 172.16.100.2, è pre-impostato in fabbrica. Non duplicare l'indirizzo IP.
- L'indirizzo IP non può essere re-impostato alle impostazioni di fabbrica. Vi raccomandiamo di scrivere l'indirizzo IP sulle apposite etichette.

Passo 1 Collegare l'alimentatore all' AD-8526.


Passo 2 Collegare l' AD-8526 ed il computer con un cavo incrociato o direttamente o tramite hub e cavi diretti (non incrociati)

Passo 3 Immettere l'indirizzo IP e la maschera di sottorete dell'AD-8526 e del computer Riferirsi a [A&D WinCT-Plus] → [Manual.PDF] del CD-ROM per I dettagli.

Passo 4 Scrivere l'indirizzo IP sull'apposita etichetta e apporla sull'AD-8526 (e se necessario sullo strumento di pesatura), in un punto facilmente visibile.

Passo 5 Installare il software di acquisizione dati "RsMulti" sul computer. Riferirsi a [A&D WinCT-Plus] → [Manual.PDF] del CD-ROM per questa installazione.

Passo 6 Collegare il cavo accessorio RS-232C fra l'interfaccia RS-232C dello strumento di pesatura e la porta dell'AD-8526.




### Sommario del Software di Comunicazione con Windows

Eseguire il software di acquisizione "RsMulti". Menu: [Start] → [Program] → [A&D WinCT-Plus] → [RsMulti]. Riferirsi a [A&D WinCT-Plus] → [Manual] per l'esecuzione.

- Il software può acquisire dati da dispositivi multipli collegati ad una LAN o RS-232C.
- Il software può controllare questi dispositivi con dei comandi.
- Il software può acquisire i dati trasmessi dai dispositivi. Esempio: Quando si preme il tasto **PRINT** della bilancia, i dati vengono emessi ed acquisiti dal computer.
- I dati immagazzinati possono essere usati da EXCEL. (Installare Microsoft EXCEL prima dell'uso.)

## Esempio

Due bilance sono collegate.



Un esempio di finestra del software "RsMulti"

RsMulti  
File(F) Config(G) Copy(C) Excel(E)

A&D Company Limited

Manual/Repeat  
 Repeat 5 sec

Command Data  
 All

Test Start Command

Connect Name  
 GX-600  
 GP-30K

	GX-600		GP-30K	
1	11:19:43	ST +0182.252	g 11:20:02	ST +019218.1 g
2	11:19:49	ST +0182.253	g 11:20:05	ST +019218.2 g
3	11:21:07	ST +0182.955	g 11:20:12	ST +019218.2 g
4	11:21:12	ST +0182.964	g 11:20:39	ST +019289.8 g
5	11:21:17	ST +0182.965	g 11:20:47	ST +019218.2 g
6	11:21:33	ST +0186.676	g 11:23:02	ST +019218.4 g
7	11:21:41	ST +0182.251	g 11:23:09	ST +019218.0 g
8	11:21:51	ST +0182.251	g 11:23:16	ST +019218.0 g
9	11:22:00	ST +0182.965	g	
10	11:22:30	ST +0182.265	g	
11	11:22:33	ST +0182.252	g	
12	11:22:40	ST +0182.239	g	