


カバー（計測部用、表示部用、コントローラ部用 [RV-10000A のみ付属]）

- カバーは保管時にホコリや汚れ防止としてご利用してください。
- カバーはACアダプタ、RS-232Cケーブル等を計測部、表示部に接続した状態でご利用いただけます。
- カバーを取り外すときはカバーの端が機器に引っかからないようにしてください。
- 仕様
 - 材質： ナイロン
 - 色： ライトグレー



Dust Cover (for Main unit, Display unit and Controller of RV-10000A)

- Use the cover to protect the instrument from dust and dirt during storage.
- It is possible to use the cover while the instrument is connected to the AC adapter and other cables.
- When removing the cover take care so as not to get its edge caught on the instrument.
- Specifications
 - Material : Nylon
 - Color : Light gray

