

SV-A

Serie



2ml de muestra.
¡Ahora es posible!

- **2ml de muestra (SV-1A)**
- **Ajuste de posicionamiento fino X-Y-Z**
- **Discos del sensor de Titanio, anti-corrosivo**
- **Salida serie con convertidor USB con programa WinCT-Viscosity.**



- El sensor puede separarse de la unidad principal, para proyectos de investigación.
- Se suministra con un maletín de transporte.



AND ...Clearly a Better Value
A&D Company, Limited
<http://www.aandd.jp>

SV-A Serie



Especificaciones

	SV-1A	SV-10A
Método de medida	Viscosímetro de vibración de onda sinusoidal, método del diapasón (30Hz)	
Rango de medida de Viscosidad	0.3~1000mPa.s	0.3~10000mPa.s
Exactitud	1% de repetitividad (D.S., 20~30°C, no condensable)	
Volumen de muestra mínima	2ml~	10ml~
Medida de la temperatura	0~160°C / 0.1°C (32~320°F/0.1°F)	
Fuente de energía	Adaptador AC (Aprox. 14VA)	

Accesorios

AX-SV-51 Soporte con fase de alineación X-Y-Z

AX-SV-52 Fase X-Y-Z

AX-SV-53 Software con convertidor serie/USB

AX-SV-54 Set de containers para muestras
45ml x 5 pcs., 10ml x 5 pcs., Policarbonato
13ml x 2 pcs., en vidrio
Soporte para container de vidrio x 1 pc.
Camisa de refrigeración de agua x 1 pc.

AX-SV-55* Set de containers para muestras compuesto de:
Container de 2ml con tapa x 10 pcs., Policarbonato
Container de 2ml x 10 pcs., vidrio
Container de muestras de 45ml x 5pcs
Soporte para container de 2 ml x 5 pcs., Policarbonato
Mesa para el container de 2ml x 1 pc.
Camisa de circulación de agua x 1 pc.
Soporte para container de 2ml x 5 pcs., Transp./Negro

AX-SV-56* Mesa para container de 2ml x 2 pcs.

AX-SV-57* Container de 2ml con tapa x 100 pcs., Policarbonato

AX-SV-58* Container de 2ml con tapa x 5 pcs.,

AX-SV-59* Mesa para container de 2ml x 1 pc.

* sólo para SV-1A



AX-SV-52



AX-SV-54



AX-SV-55

A&D

...Clearly a Better Value

A&D Company, Limited

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN
Telephone:[81](3) 5391-6132 Fax:[81](3) 5391-6148
http://www.aandd.jp

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, CA 95131 U.S.A.
Telephone:[1](408) 263-5333 Fax:[1](408) 263-0119

A&D MERCURY PTY. LTD.

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone:[61](8) 8301-8100 Fax:[61](8) 8352-7409

A&D INSTRUMENTS LTD.

Unit 24/26 Blacklands Way Abingdon Business Park,
Abingdon, Oxon OX14 1DY UNITED KINGDOM
Telephone:[44](1235) 550420 Fax:[44](1235) 550485

<German Sales Office>

Große Straße 13 b 22926 Ahrensburg GERMANY
Telephone:[49](0) 4102 459230 Fax:[49](0) 4102 459231

A&D KOREA Limited

Manhattan Bldg. 8F, 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, KOREA
Telephone:[82](2) 780-4101 Fax:[82](2) 782-4280

A&D RUS CO., LTD.

Vereyskaya str.112 Kuntsevo Block, 121357,
Moscow, Russia
Telephone: [7] (495) 937-33-44 Fax: [7] (495) 937-55-66